

## Descripción:

Tiras reactivas para la determinación del contenido de plata y del valor pH en baños fijadores

## Contenido:

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

## Indicaciones de peligro:

Este test no contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiqueta.

## Indicaciones generales:

Utilice sólo la cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.

## Indicaciones específicas para el test:

1. Ag-Fix no funciona en baños fijadores con un valor pH < 4.
2. Para una determinación más exacta del contenido de plata en soluciones altamente concentradas (a partir de 5 g de plata/litro), recomendamos diluir la solución con agua en proporción 1:1 ó 1:2. De esta manera, se trasladará el valor de la concentración de plata a la parte inferior del rango de medición de la tira reactiva, que mostrará mayor sensibilidad.

## Instrucciones de uso:

1. Sumerja la tira reactiva brevemente en el baño fijador.
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
3. Espere 30 segundos.
4. Compare con la escala de colores.





Dependiendo de la concentración de plata, la almohadilla reactiva amarilla en la punta de la tira se tornará marrón. Simultáneamente puede determinarse el valor pH.

## Interferencias:

Los iones de hierro y cobre interfieren mostrando una reacción falsa positiva. Estos iones pueden ser detectados con los tests rápidos QUANTOFIX® Hierro total 100 (REF 913 44), QUANTOFIX® Hierro total 1000 (REF 913 30) y QUANTOFIX® Cobre (REF 913 04).

## Almacenamiento:

Protéjase las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco y seco, a una temperatura no superior a +30 °C. Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.



	Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności		Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Numéro de lote / Lotnummer / No del lotto / Oznaczenie szarży
	Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentienuummer / Código article / Numer artykułu		Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkingsinhoud / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania
	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protéjase de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
	Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania		Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
	Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecter les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej		