

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers **NANOCOLOR® UV/VIS II / VIS II**

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 365 nm | 0.490 | 0.050 | 0.440 - 0.540 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 436 nm | 0.340 | 0.040 | 0.300 - 0.380 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 470 nm | 0.350 | 0.030 | 0.320 - 0.380 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 520 nm | 0.265 | 0.030 | 0.235 - 0.295 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 540 nm | 0.225 | 0.030 | 0.195 - 0.255 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 585 nm | 0.170 | 0.040 | 0.130 - 0.210 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 605 nm | 0.245 | 0.030 | 0.215 - 0.275 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 620 nm | 0.260 | 0.030 | 0.230 - 0.290 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 365 nm | 0.945 | 0.050 | 0.895 - 0.995 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 436 nm | 0.665 | 0.040 | 0.625 - 0.705 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 470 nm | 0.685 | 0.030 | 0.655 - 0.715 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 520 nm | 0.520 | 0.030 | 0.490 - 0.550 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 540 nm | 0.445 | 0.030 | 0.415 - 0.475 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 585 nm | 0.340 | 0.040 | 0.300 - 0.380 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 605 nm | 0.485 | 0.030 | 0.455 - 0.515 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 620 nm | 0.515 | 0.030 | 0.485 - 0.545 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/ The photometer meets all defaults ja/yes nein/no

Unterschrift / Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers **NANOCOLOR®** UV/VIS / VIS

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 365 nm | 0.480 | 0.050 | 0.430 - 0.530 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 436 nm | 0.340 | 0.040 | 0.300 - 0.380 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 470 nm | 0.345 | 0.030 | 0.315 - 0.375 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 520 nm | 0.260 | 0.030 | 0.230 - 0.290 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 540 nm | 0.220 | 0.030 | 0.190 - 0.250 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 585 nm | 0.170 | 0.040 | 0.130 - 0.210 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 620 nm | 0.255 | 0.030 | 0.225 - 0.285 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 365 nm | 0.925 | 0.050 | 0.875 - 0.975 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 436 nm | 0.665 | 0.040 | 0.625 - 0.705 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 470 nm | 0.680 | 0.030 | 0.650 - 0.710 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 520 nm | 0.515 | 0.030 | 0.485 - 0.545 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 540 nm | 0.435 | 0.030 | 0.405 - 0.465 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 585 nm | 0.345 | 0.040 | 0.305 - 0.385 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 620 nm | 0.515 | 0.030 | 0.485 - 0.545 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift / Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers **NANOCOLOR®** PF-12 / PF-12^{Plus} / 250 D / 300 D / 350 D / 400 D / 500 D

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 365 nm* | 0.490 | 0.050 | 0.440 - 0.540 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 436 nm | 0.350 | 0.040 | 0.310 - 0.390 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 470 nm | 0.355 | 0.030 | 0.325 - 0.385 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 520 nm** | 0.270 | 0.030 | 0.240 - 0.300 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 540 nm | 0.230 | 0.030 | 0.200 - 0.260 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 585 nm | 0.180 | 0.040 | 0.140 - 0.220 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 620 nm | 0.265 | 0.030 | 0.235 - 0.295 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| 365 nm* | 0.930 | 0.050 | 0.880 - 0.980 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 436 nm | 0.675 | 0.040 | 0.635 - 0.715 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 470 nm | 0.690 | 0.030 | 0.660 - 0.720 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 520 nm** | 0.525 | 0.030 | 0.495 - 0.555 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 540 nm | 0.450 | 0.030 | 0.420 - 0.480 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 585 nm | 0.355 | 0.040 | 0.315 - 0.395 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| 620 nm | 0.520 | 0.030 | 0.490 - 0.550 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval

☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

* nicht für 300 D / Linus / PF-12 / not for 300 D / Linus / PF-12

** nicht für / not for PF-12

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben
The photometer meets all defaults

ja/ yes nein/ no

Unterschrift / Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF 10/11

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Filter 2 | 0.335 | 0.050 | 0.285 - 0.385 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| Filter 3 | 0.310 | 0.050 | 0.260 - 0.360 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| Filter 4 | 0.235 | 0.050 | 0.185 - 0.285 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| Filter 5 | 0.225 | 0.050 | 0.175 - 0.275 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Wellenlänge Wavelength | Sollwert Set value [E] | Toleranz Tolerance [± E] | Sollbereich Confidence interval C. I. [E] | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| Filter 2 | 0.645 | 0.070 | 0.575 - 0.715 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| Filter 3 | 0.570 | 0.070 | 0.500 - 0.640 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| Filter 4 | 0.455 | 0.070 | 0.385 - 0.525 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| Filter 5 | 0.435 | 0.070 | 0.365 - 0.505 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval

☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ A

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Test Test | Sollwert Set value | Toleranz Tolerance | Sollbereich Confidence interval C. I. | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| NANOCHECK A1 | 427.0 | 1.0 | 426.0 - 428.0 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK A2 | 434.0 | 1.0 | 433.0 - 435.0 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK A3 | 430.2 | 1.0 | 429.2 - 431.2 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Test Test | Sollwert Set value | Toleranz Tolerance | Sollbereich Confidence interval C. I. | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| NANOCHECK A1 | 435.0 | 2.0 | 433.0 - 437.0 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK A2 | 448.2 | 2.0 | 446.2 - 450.2 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK A3 | 440.4 | 2.0 | 438.4 - 442.4 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

- ☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ E

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Test Test | Sollwert Set value | Toleranz Tolerance | Sollbereich Confidence interval C. I. | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| NANOCHECK E1 | 442.4 | 1.0 | 441.4 - 443.4 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK E2 | 440.7 | 1.0 | 439.7 - 441.7 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK E3 | 434.5 | 1.0 | 433.5 - 435.5 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Test Test | Sollwert Set value | Toleranz Tolerance | Sollbereich Confidence interval C. I. | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| NANOCHECK E1 | 461.8 | 2.0 | 459.8 - 463.8 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK E2 | 459.9 | 2.0 | 457.9 - 461.9 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK E3 | 448.7 | 2.0 | 446.7 - 450.7 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EUROL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com

Prüfbericht Inspection Report

Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik

Auswertebogen / Evaluation sheet für die Photometer / for photometers PF-3 Typ G

| | |
|--|----------------|
| Charge / Lot: | 2370 |
| Haltbar bis Exp. date: | 11.2017 |
| Geräte-Nr. Instrument No.: | |
| Datum / Date: | |
| Prüfer / Operator: | |
| Prüfende Organisation Performed by organisation | |

| Test Test | Sollwert Set value | Toleranz Tolerance | Sollbereich Confidence interval C. I. | Prüflösung 1 Messwert Test solution 1 reading | im VB ? in C. I.? |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| NANOCHECK G1 | 440.7 | 1.0 | 439.7 - 441.7 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK G2 | 428.4 | 1.0 | 427.4 - 429.4 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK G3 | 434.8 | 1.0 | 433.8 - 435.8 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

| Test Test | Sollwert Set value | Toleranz Tolerance | Sollbereich Confidence interval C. I. | Prüflösung 2 Messwert Test solution 2 reading | im VB ? in C. I.? |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|---|
| NANOCHECK G1 | 460.5 | 2.0 | 458.5 - 462.5 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK G1 | 437.3 | 2.0 | 435.3 - 439.3 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |
| NANOCHECK G3 | 449.0 | 2.0 | 447.0 - 451.0 | | ☺ <input type="checkbox"/> ☹ <input type="checkbox"/> |

- ☺ im Vertrauensbereich / in confidence interval
- ☹ außerhalb des Vertrauensbereiches / out of confidence interval

Das Photometer erfüllt alle Vorgaben/
The photometer meets all defaults

ja/yes nein/no

Unterschrift/Signature



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany
Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com
Switzerland:
MACHEREY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com
France:
MACHEREY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com