

MACHEREY-NAGEL

Tiras reactivas para análisis de orina Combi 10[®] SGL



Análisis de orina seguro - in situ

- Precisas
- Económicas
- Protegidas frente a la vitamina C

Medi-Test

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com





Since 1911

Tiras reactivas para análisis de orina Combi 10® SGL

La mejor protección disponible frente a la vitamina C

Los datos comparativos muestran claramente que las tiras reactivas para el análisis de orina Medi-Test Combi 10® SGL disponen de la mejor protección disponible frente a interferencias debidas a la presencia de vitamina C en la detección de sangre y glucosa.

Con otras tiras reactivas la presencia de vitamina C en la muestra puede provocar una reacción de oxidación en las almohadillas indicadoras de la detección de sangre y glucosa en la orina causando lecturas negativas falsas. Utilizando Medi-Test Combi 10® SGL la sangre y la glucosa en orina son detectadas de forma segura, con lo que el paciente recibirá el tratamiento en una fase más temprana obteniendo una mayor posibilidad de éxito.



La concentración de vitamina C en la muestra no interfiere en los resultados de sangre y glucosa en orina (mg/dl)

Desecante incluido en el tapón

Las tiras Medi-Test Combi 10® SGL se presentan en tubos con un tapón que contiene un desecante. El desecante garantiza una baja humedad en el tubo y una mayor conservación de las tiras. Los envases de otros fabricantes contienen un simple desecante que puede estropearse fácilmente o ser extraído de forma accidental. El desecante en el tapón es práctico y seguro. Cerrando el tapón las tiras quedan protegidas de forma segura.



Escala de color de alta calidad

Los colores de reacción en la tira de ensayo coinciden exactamente con los colores de la etiqueta. Esto viene garantizado por un proceso de impresión de alta calidad utilizando mezclas de colores especialmente preparadas. Otras escalas de colores de marcas competidoras a menudo proporcionan concordancias de color mucho menos precisas que dan lugar a resultados inexactos.

La evaluación de las tiras Medi-Test Combi 10® SGL es siempre clara y precisa proporcionando resultados totalmente exactos.



Su distribuidor local:

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Alemania

DE / Internacional:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

