


Tests rápidos

Para la industria alimentaria



Tests rápidos para la industria alimentaria

- Rápidos y fáciles de realizar
- Resultados fiables
- Para controles eficientes de calidad

MACHERY-NAGEL

www.mn-net.com



Since 1911

Tests rápidos de MN para la industria alimentaria



Los fabricantes de alimentos tienen que cumplir con dos requisitos fundamentales que son la alta calidad del producto y la seguridad del consumidor. MN ofrece una amplia gama de tiras reactivas para el control de la calidad del producto y de la seguridad de los equipos e instalaciones de producción. Las tiras reactivas de MN constituyen una solución rápida, fiable y fácil de usar que garantiza tanto la seguridad como la eficiencia en las operaciones de producción y los productos.

Información de producto

Test	Producto	Aplicación	Gradación	REF
	QUANTOFIX® Peróxido 25	<ul style="list-style-type: none"> Detección fiable de residuos de peróxido en concentraciones a partir de 0,5 mg/L Puede almacenarse a temperatura ambiente Resultados exactos en 15 segundos 	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	913 19
	QUANTOFIX® Sulfito	<ul style="list-style-type: none"> El sulfito en los alimentos puede causar reacciones alérgicas severas Test para la determinación de sulfito en alimentos con conservantes que contienen azufre Resultados fiables en 20 segundos 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 500 · 1000 mg/L SO ₃ ²⁻	913 06
	QUANTOFIX® Ácido peracético 2000	<ul style="list-style-type: none"> Test específico para ácido peracético Los peróxidos no interfieren en la reacción Determinación de desinfectantes en concentraciones de hasta 2000 mg/L 	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L ácido peracético	913 42
	pH-Fix 2.0-9.0	<ul style="list-style-type: none"> Siempre listo para el uso Escala de colores brillantes que garantiza una lectura exacta Resultados fiables en pocos segundos 	pH 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0	921 18
	QUANTOFIX® Ácido ascórbico (vitamina C)	<ul style="list-style-type: none"> La vitamina C es un compuesto importante cuya presencia se busca en muchos alimentos Esta se emplea además como estabilizante y antioxidante Resultados fiables en 45 segundos 	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 1000 · 2000 mg/L vitamina C	913 14
	QUANTOFIX® Nitrato/Nitrito	<ul style="list-style-type: none"> Presentes en una gran cantidad de alimentos Nocivos para la salud en altas concentraciones Resultados fiables en 60 segundos 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 500 mg/L NO ₃ ⁻ 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 80 mg/L NO ₂ ⁻	913 13
Otros				
	Peroxtesmo KO	Detección rápida y fácil de peroxidasa en alimentos		906 06
	PEHANON	Determinación sencilla del valor pH en soluciones coloreadas		904 ...
	QUANTOFIX® Cianuro	Detección fiable de cianuro, especialmente en la producción de licores de fruta		913 18
	INDIPRO	Detección de residuos de proteínas en equipos y superficies de trabajo		907 65

QUANTOFIX® Relax

REF 913 46

Aparato para la lectura automática de tiras reactivas QUANTOFIX®. Simplemente se coloca una tira reactiva en la bandeja transportadora y el aparato proporciona resultados precisos y fiables en cuestión de segundos. Los resultados se imprimen directamente y quedan guardados en la memoria del aparato pudiendo ser transferidos a un PC. El QUANTOFIX® Relax es un instrumento ideal para jefes de control de calidad y encargados de la toma de decisiones en el área de producción.

QUANTOFIX® Relax – Procedimientos de QC más sencillos y fiables

- Máxima precisión
- Resultados objetivos
- Fácil gestión de datos

Estos tests pueden usarse con el QUANTOFIX® Relax.



www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Alemania

Alemania e internacional:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-mail: info@mn-net.com

Suiza:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-mail: sales-ch@mn-net.com

Francia:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
Tel.: +1 484 821 0984
Fax: +1 484 821 1272
E-mail: sales-us@mn-net.com

