

# Papel congo

es

El papel congo es un papel indicador de pH sencillo, completamente impregnado, concebido no para realizar determinaciones de pH sino ajustes de pH en procesos químicos especiales.

## **Precauciones de seguridad:**

El papel congo contiene rojo congo 0,1–3% CAS 573-58-0. PELIGRO Puede provocar cáncer. No manipule la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico. Guardar bajo llave. Si desea información más detallada, solicite una ficha de datos de seguridad (o descárguela en [www.mn-net.com/MSDS](http://www.mn-net.com/MSDS)).

## **Rango de medida:**

pH 5,0–3,0

## **Viraje de color:**

Rojo a azul

## **Eliminación:**

Obsérvense las normativas nacionales referentes a la recogida y eliminación de residuos de laboratorios (código LER: 16 05 06). Guardar en recipientes herméticos.

Elimínese el contenido / recipiente de forma apropiada.

## **Almacenamiento:**

Proteja el papel reactivo de la luz solar y la humedad. Guarde el envase en condiciones frescos y secas (temperaturas de almacenamiento no superiores a +30 °C).