

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1
Weight / Gewicht [g/m²]	105
Thickness / Dicke [mm]	0,37
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	1,5
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Very fast filtration /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr schnell filtrierend

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.