

## Filter Papers – Filtrierpapiere

**Grade / Sorte****MN 101****Applications and properties /**

Filter flocs, filter aid,  
prevent formation of an  
impermeable layer on the  
filter, pure cellulose/

**Anwendungen und Eigenschaften**

Filterflocken, Filtrierhilfe,  
sorgen für eine gute  
Durchlässigkeit des  
Filterkuchens, reine  
Cellulose

**These data are typical values and must not be regarded as specification.**  
**Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**