

Filter Papers – Filtrierpapiere

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Grade / Sorte | MN 1616 |
| Weight / Gewicht [g/m²] | 85 |
| Thickness / Dicke [mm] | 0,19 |
| Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s] | 27 |
| Surface / Oberfläche | smooth / glatt |
| Applications and properties / | Wet strengthened, medium fast filtration / |
| Anwendungen und Eigenschaften | Naßfest, mittelschnell filtrierend |

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**