

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1616 md
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	57
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Wet strengthened, medium fast filtration /
Anwendungen und Eigenschaften	Nassfest, mittelschnell filtrierend

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**