

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1640 d
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,17
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	140
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	< 0,01
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	2 - 4
Applications and properties /	Ashless, wet-strengthened, slow filtration, for fine and extremely fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Aschefrei, nassfest, langsam filtrierend, für feine und feinste Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**