

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1640 de
Weight / Gewicht [g/m²]	100
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	195
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	< 0,01
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	1 - 2
Applications and properties /	Ashless, wet-strengthened, very slow filtration, for extremely fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Aschefrei, nassfest, sehr langsam filtrierend, für feinste Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**