

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1640 w
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	9
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	< 0,01
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	7 - 12
Applications and properties /	Ashless, wet-strengthened, fast filtration, for coarse precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Aschefrei, nassfest, schnell filtrierend, für grobe Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**