

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1670
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,13
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	9
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	12 - 25
Applications and properties /	Wet-strengthened, fast filtration, for coarse precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Nassfest, schnell filtrierend, für grobe Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**