


Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1672
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,13
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	35
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	4 - 7
Applications and properties /	Wet-strengthened, medium fast filtration /
Anwendungen und Eigenschaften	Nassfest, mittelschnell filtrierend

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren · Germany

Germany and international:
 Tel.: +49 (0) 24 21 96 90
 Fax: +49 (0) 24 21 96 91 99
 e-mail: sales-de@mn-net.com

Switzerland:
MACHERY-NAGEL AG
 Tel.: +41 (0) 62 388 55 00
 Fax: +41 (0) 62 388 55 05
 e-mail: sales-ch@mn-net.com

France:
MACHERY-NAGEL EURL
 Tel.: +33 (0) 3 88 68 22 68
 Fax: +33 (0) 3 88 51 76 88
 e-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHERY-NAGEL Inc.
 Tel.: +1 484 821 09 84
 Fax: +1 484 821 12 72
 e-mail: sales-us@mn-net.com