

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 1817
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,22
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	8
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Wet strengthened, fast filtration, for flue gas analysis in combination with colour chart /
Anwendungen und Eigenschaften	Nassfest, schnell filtrierend, für die Rauchgasprüfung in Kombination mit einer Russzahl-Vergleichsskala

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**