

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 2101
Material / Material	Cellulose / Cellulose
Ash content / Aschegehalt (%)	< 0,01
Applications and properties /	Filter flocs, filter ad, prevent formation of an impermeable layer on the filter, pure cellulose, ashless/
Anwendungen und Eigenschaften	Filterflocken, Filtrierhilfe, sorgen für eine gute Durchlässigkeit des Filterkuchens, reine Cellulose, aschefrei

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.