

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 214
Weight / Gewicht [g/m²]	140
Thickness / Dicke [mm]	0,28
Mirgration distance / Saughöhe [mm/10 min]	90 - 100
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Highly absorptive, smooth, for paper chromatography /
Anwendungen und Eigenschaften	Saugfähig, glatt, für Papierchromatographie

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**