

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 215
Weight / Gewicht [g/m²]	145
Thickness / Dicke [mm]	0,35
Mirgration distance / Saughöhe [mm/10 min]	85
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Highly absorptive, for paper chromatography /
Anwendungen und Eigenschaften	Saugfähig, für Papierchromatographie

These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.