

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 40/25
Weight / Gewicht [g/m²]	25
Thickness / Dicke [mm]	0,02
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Parchment paper, crushable, used in the sugar industry for weighing syrupy substances /
Anwendungen und Eigenschaften	Pergamentpapier, zerschlagbar, in der Zuckerindustrie zum Einwiegen sirupöser Substanzen verwendet

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**