

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 404</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	60
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,15
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	22
<b>Surface / Oberfläche</b>	embossed / genarbt
<b>Applications and properties /</b>	Medium fast filtration, e.g. for essential oils /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Mittelschnell filtrierend, z.B. für ätherische Öle

These data are typical values and must not be regarded as specification.  
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.