

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 520
Weight / Gewicht [g/m²]	500
Thickness / Dicke [mm]	1,5
Mirgration distance / Saughöhe [mm/10 min]	80
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Thick filter carton for technical applications, e.g. electroplating baths /
Anwendungen und Eigenschaften	Dicker Filterkarton für technische Filtrationen, z.B. galvanische Bäder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**