

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 522
Weight / Gewicht [g/m²]	80
Thickness / Dicke [mm]	0,34
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	22
Surface / Oberfläche	crepped / gekreppt
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Applications and properties /	Medium fast filtration, for general laboratory use /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Laborarbeiten

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**