

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 553
Weight / Gewicht [g/m²]	70
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	30
Surface / Oberfläche	creped / gekreppt
Applications and properties /	Unbleached (brown) filter paper, medium fast filtration, for applications requiring high mechanical strength /
Anwendungen und Eigenschaften	Ungebleichtes (braunes) Filterpapier, mittelschnell filtrierend, für Anwendungen mit starker mechanischer Belastung

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**