

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 601
Weight / Gewicht [g/m²]	140
Thickness / Dicke [mm]	0,6
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	2
Surface / Oberfläche	creped / gekreppt
Applications and properties /	Very fast filtration, e.g. for clarification of essential oils /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr schnell filtrierend, z.B. für die Klarfiltration ätherischer Öle

These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.