

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 606</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	150
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,5
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	8
<b>Surface / Oberfläche</b>	creped / gekreppt
<b>Applications and properties /</b>	Very fast filtration, e.g. for filtration of transformer oils, fruit juices etc. /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Sehr schnell filtrierend, z.B. für die Filtration von Transformatorölen, Fruchtsäften etc.

**These data are typical values and must not be regarded as specification.**  
**Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**