

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 612</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	75
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,2
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	10
<b>Surface / Oberfläche</b>	embossed / genarbt
<b>Applications and properties /</b>	Medium fast filtration, for general applications /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Anwendungen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**