

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 615
Weight / Gewicht [g/m²]	70
Thickness / Dicke [mm]	0,16
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	22
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	4 - 12
Applications and properties /	Medium fast filtration, for general laboratory use /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Laborarbeiten

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**