

Filter Papers – Filtrierpapiere

| | |
|--|---|
| Grade / Sorte | MN 615 A |
| Weight / Gewicht [g/m²] | 80 |
| Thickness / Dicke [mm] | 0,2 |
| Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s] | 20 |
| Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm] | 4 - 12 |
| Surface / Oberfläche | smooth / glatt |
| Applications and properties / | Medium fast filtration, for general laboratory use / |
| Anwendungen und Eigenschaften | Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Laborarbeiten |

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

