

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 616 LSA - 50
Capacity / Kapazität [meq/cm²]	0,05 ± 0,01
Capacity / Kapazität [meq/Filter with ø 48 mm]	0,9 ± 0,2
Temperature stability / Temperaturstabilität	Max. 100°C
Applications and properties /	Filter paper with strongly acidic cation exchange resin, Matrix polystyrene crosslinked with DVB, functional groups SO ₃ H, supplied in H ⁺ form/
Anwendungen und Eigenschaften	Filterpapier mit stark sauren Kationenaustauscherharzen auf Polystyrolbasis mit DVB quervernetzt, aktive Gruppen SO ₃ H, Lieferform H ⁺

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

