

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 617
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	9
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	7 - 12
Applications and properties /	Fast filtration, for coarse precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Schnell filtrierend, für grobe Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**