

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 617 we
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,22
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	5
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Ash content / Aschegehalt (%)	0,1
Average retention capacity / mittleres Rückhaltevermögen [µm]	12 - 25
Applications and properties /	Very fast filtration, for coarse precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Sehr schnell filtrierend, für grobe Niederschläge

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.