

Filter Papers – Filtrierpapiere

| | |
|---|---|
| Grade / Sorte | MN 618 |
| Weight / Gewicht [g/m²] | 140 |
| Thickness / Dicke [mm] | 0,32 |
| Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s] | 22 |
| Surface / Oberfläche | smooth / glatt |
| Ash content / Aschegehalt (%) | 0,1 |
| Applications and properties / | Thick filter paper, medium fast filtration, for large quantities of liquids / |
| Anwendungen und Eigenschaften | Dickes Filtrierpapier, mittelschnell filtrierend, besonders geeignet zur Filtration großer Flüssigkeitsmengen |

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**