

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 619 G
Weight / Gewicht [g/m²]	75
Thickness / Dicke [mm]	0,17
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	100
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Phosphate-free, slow filtration, for fine precipitates /
Anwendungen und Eigenschaften	Phosphatfrei, langsam filtrierend, für feine Niederschläge

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**