

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 620
Weight / Gewicht [g/m²]	75
Thickness / Dicke [mm]	0,26
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	20
Surface / Oberfläche	embossed / genarbt
Applications and properties /	Unbleached (brown) filter paper, high wet strength, medium fast filtration, e.g. for sugar industry /
Anwendungen und Eigenschaften	Ungebleichtes (braunes) Filterpapier, stark nassfest, mittelschnell filtrierend, z.B. für die Zuckerindustrie

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**

