

**Product data sheet**  
**Produktdatenblatt**Filtration · Rapid Tests · Water Analysis · Chromatography · Bioanalysis  
Filtration · Schnellteste · Wasseranalytik · Chromatographie · Bioanalytik**Filter Papers – Filtrierpapiere**

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 625</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	130
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,26
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	30
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt

**These data are typical values and must not be regarded as specification.**  
**Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**