

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 631
Weight / Gewicht [g/m²]	80
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	30
Surface / Oberfläche	embossed / genarbt
Typical applications / typische Anwendungen	Medium fast filtration, for use in the sugar industry / Mittelschnell filtrierend, z.B. in der Zuckerindustrie

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**