

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 651
Weight / Gewicht [g/m²]	90
Thickness / Dicke [mm]	0,3
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	9
Surface / Oberfläche	creped / gekreppt
Applications and properties /	Fast filtration, e.g. for electroplating baths /
Anwendungen und Eigenschaften	schnell filtrierend, z.B. für galvanische Bäder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**