

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 67
Weight / Gewicht [g/m²]	65 - 68
Thickness / Dicke [mm]	0,13 – 0,14
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	30 - 40
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Medium-fast filtration, for general laboratory use /
Anwendungen und Eigenschaften	Mittelschnell filtrierend, für allgemeine Laborarbeiten

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**