

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 672</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	85
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,2
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	37
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Medium fast filtration, high wet strength, e.g. for sugar industry /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Mittelschnell filtrierend, stark nassfest, z.B. für die Zuckerindustrie
<b>Air permeability / Luftdurchlässigkeit [Gurly sec]</b>	28

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**