

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 674
Weight / Gewicht [g/m²]	85
Thickness / Dicke [mm]	0,19
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	90
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Slow filtration, high wet strength, e.g. suitable for regeneration of transformer and turbine oils in combination with other papers /
Anwendungen und Eigenschaften	Langsam filtrierend, stark nassfest, z.B. für die Regeneration von Transformator- und Turbinenölen in Kombination mit anderen Papieren

These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.