

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 675
Weight / Gewicht [g/m²]	180
Thickness / Dicke [mm]	0,35
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	60
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Strong filter paper, medium fast filtration of large amounts of liquids /
Anwendungen und Eigenschaften	Fest, mittelschnell filtrierend, für größere Flüssigkeitsmengen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**