

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 704
Weight / Gewicht [g/m²]	75
Thickness / Dicke [mm]	0,25
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	10-12
Surface / Oberfläche	grained / genarbt
Applications and properties /	fast filtration /
Anwendungen und Eigenschaften	schnell filtrierend

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**