

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 710
Weight / Gewicht [g/m²]	60
Thickness / Dicke [mm]	0,13
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	22
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Thin, medium fast filtration /
Anwendungen und Eigenschaften	Dünn, mittelschnell filtrierend

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**