

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 715
Weight / Gewicht [g/m²]	70
Thickness / Dicke [mm]	0,16
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	22
Surface / Oberfläche	smooth / glatt
Applications and properties /	Low fat content, suitable for the analysis of fats /
Anwendungen und Eigenschaften	Geringer Fettgehalt, für Fettbestimmungen geeignet

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**