

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 722
Weight / Gewicht [g/m²]	90
Thickness / Dicke [mm]	0,3
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	14
Surface / Oberfläche	creped / gekreppt
Applications and properties /	High wet strength /
Anwendungen und Eigenschaften	Stark nassfest

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**