

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 728</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	170
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,4
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	55
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Slow filtration, with about 30% activated charcoal for discoloring colored liquids, e.g. for electroplating baths /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Langsam filtrierend, mit etwa 30% Aktivkohle zur Aufhellung gefärbter Flüssigkeiten, z.B. für galvanische Bäder

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**