

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 750 N
Weight / Gewicht [g/m²]	60
Thickness / Dicke [mm]	0,2
Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]	5
Surface / Oberfläche	creped / gekreppt
Applications and properties /	Very high wet strength, very fast filtration /
Anwendungen und Eigenschaften	Stark nassfest, schnell filtrierend

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
 Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**