

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 753</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	80
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,34
<b>Filtration speed / Filtriergeschwindigkeit [s]</b>	15
<b>Surface / Oberfläche</b>	creped / gekreppt
<b>Applications and properties /</b>	Unbleached (brown), medium fast filtration, very high mechanical strength also when wet /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Ungebleicht (braun), mittelschnell filtrierend, sehr reißfest auch im nassen Zustand

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**