

## Filter Papers – Filtrierpapiere

<b>Grade / Sorte</b>	<b>MN 807</b>
<b>Weight / Gewicht [g/m<sup>2</sup>]</b>	90
<b>Thickness / Dicke [mm]</b>	0,18
<b>Migration distance / Saughöhe [mm/30 min]</b>	90 - 100
<b>Surface / Oberfläche</b>	smooth / glatt
<b>Applications and properties /</b>	Highly absorptive, smooth, for paper chromatography /
<b>Anwendungen und Eigenschaften</b>	Saugfähig, glatt, für Papierchromatographie

**These data are typical values and must not be regarded as specification.  
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**