

Filter Papers – Filtrierpapiere

Grade / Sorte	MN 808
Size / Format [mm]	58 x 10 x 10 (REF 486000) or 70 x 23 x 15 (REF 486001)
Applications and properties /	Weighing boats, nitrogen-free, for weighing viscous or syrupy substances /
Anwendungen und Eigenschaften	Abwägeschiffchen, stickstofffrei, zum Abwiegen dickflüssiger und sirupöser Substanzen

**These data are typical values and must not be regarded as specification.
Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar.**